



SCEMED

LA RÉFÉRENCE
DU BIEN-ÊTRE MÉDICAL

HYDROJET

TABLE DE MASSAGE




[scemed.com](https://www.scemed.com)

LIT D'HYDROMASSAGE À SEC

IDÉALE POUR LA RÉÉDUCATION, LA STIMULATION, LE DRAINAGE ET LA RELAXATION

Equipement de soins par hydrojets sur un lit chauffé, sans contact avec l'eau.
Massage ciblé du corps par pression des jets sur la zone à stimuler.



HYDROJETS FIXES EN FOND DE CUVE

Le système fonctionne sans chariot mobile :
AUCUNE MAINTENANCE À PRÉVOIR

CARACTÉRISTIQUES



PROGRAMMATION AVANT ET PENDANT L'HYDROMASSAGE :

- Température de l'eau
- Taille du patient
- Durée du massage
- Cycle de massage (choix manuel des zones ciblées ou programme pré-enregistré)
- Pression et vitesse de jets
- Mise en fonction d'un massage d'impulsions

LES + PRODUIT :

- Faible émission sonore
- Ecran tactile avec code d'accès
- Massage complet ou partiel du corps par des hydrojets ciblés
- Réglage de la pression, zone et durée de massage indépendant
 - Le cycle de massage fonctionne instantanément et passe continuellement d'une zone à l'autre

INFORMATIONS TECHNIQUES

Dimensions	2120 x 1040 x 640 mm
Charge maximale	200 Kg
Matériaux	<ul style="list-style-type: none"> • Cuve blanche en polyester renforcée en fibres de verre • Cadre inox
Approvisionnement	<ul style="list-style-type: none"> • Branchement électrique : env. 230V; 50 Hz; 2,5kW • Raccordement eau froide : DN15 • Raccordement eau chaude : DN 32 • Cuve à vidanger 1 fois / an
Normes	Marquage CE selon la directive 93/42/CEE ISO 13485 (dispositifs médicaux)
Accessoires	<ul style="list-style-type: none"> • Coussin nuque • Marche pied

OPTION DE FONCTIONNEMENT :

L'hydrojet fonctionne également par carte prépayée, sans contact avec cycles massages programmés





FORMATION

Transfert de notre savoir-faire pour la bonne utilisation des matériels SCEMED



CONSEILS PERSONNALISÉS

Notre bureau d'études interne vous accompagne également dans vos projets d'aménagement sur mesure.



CONTRAT DE MAINTENANCE

Pour plus de sérénité et de tranquillité, des offres adaptées et personnalisées selon vos besoins.



SCEMED

LA RÉFÉRENCE
DU BIEN-ÊTRE MÉDICAL

SceMed - Parc Eurasanté - Lille Métropole
310 rue Jules Vallès - 59120 LOOS
Tél. : 03 20 28 04 28 - Fax. : 03 20 28 04 00
Email. : contact@scemed.com



scemed.com