

INTEGRALIFT

SYSTÈME DE TRANSFERT INTÉGRÉ



SCANNEZ LE CODE
pour lire la vidéo
produit

LE SYSTÈME DE TRANSFERT INVISIBLE

Développé par SCEMED, L'INTEGRALIFT est un lève-personnes révolutionnaire qui humanise les transferts et préserve le lieu de vie.

Totalement caché dans son armoire, il se déploie pour effectuer les transferts et se range après utilisation. Une solution idéale pour le levage des personnes dépendantes tout en préservant l'environnement rassurant de la chambre.

SÉCURITÉ - DESIGN - HUMANISATION - ERGONOMIE



Informations



Personnes handicapées
et dépendantes


Lève-personnes intégré




Pour des transferts sécurisés et adaptés, pensez aux harnais SCMED.

Informations techniques

Garantie	2 ans
Charge maximale	230 kg
Fonctionnement électrique	24 V DC, 4.5Ah
Vitesse de levage	1.8 (ajustable verticalement)
Sécurité	• Arrêt d'urgence : électrique et manuel • Descente d'urgence électrique et manuelle
Normes	• ISO 10535 / 2006 (E) • IEC 60601-1 Ed 3.0 b:2005 • IEC 60601-2 Ed 3.0 b:2007 • MDD 93/42/EEC • IP 20








LES + PRODUIT

- . Design épuré, esthétique de la chambre conservée.
- . Personnalisable (couleurs, bois, poignées ...)
- . Facile à manipuler et toujours à disposition
- . Souplesse d'utilisation grâce au bras articulé (positionnement au cm près).



AMBIANCE PERSONNALISABLE : COLORÉE OU BOIS





ÉTUDE D'IMPLANTATION

Notre bureau d'études réalise une étude complète préliminaire pour vous proposer une intégration sur mesure.



INSTALLATION SUR-MESURE

- L'installation de votre matériel est assurée par notre équipe de monteurs spécialisés.
- Mise en service selon les normes de sécurité en vigueur.
 - Garantie 2 ans



LIEU DE VIE PRÉSERVÉ

- Design personnalisable :
 - bois, coloris ...
 - Aucune contrainte architecturale.
 - Options disponibles : poignées, spots encastrés...
- Positionnement gauche ou droite selon l'agencement de la chambre

Fermé



Ouvert





FORMATION

Transfert de notre savoir-faire pour la bonne utilisation des matériels SCEMED



CONSEILS PERSONNALISÉS

Notre bureau d'études interne vous accompagne également dans vos projets d'aménagement sur mesure.



CONTRAT DE MAINTENANCE

Pour plus de sérénité et de tranquillité, des offres adaptées et personnalisées selon vos besoins.

[Scemed.com](https://www.scemed.com)



LA RÉFÉRENCE DU BIEN-ÊTRE MÉDICAL

SCEMED - Parc Eurasanté - Lille Métropole
310 rue Jules Vallès - 59120 LOOS

Tél. : 03 20 28 04 28

Fax. : 03 20 28 04 00

Email. : contact@scemed.com

Suivez nous sur :

