





SCEMED

LA RÉFÉRENCE
DU BIEN-ÊTRE MÉDICAL




STELLAR | VERTICALISATEUR MOBILE

STELLAR

LÉGER, COMPACT ET ROBUSTE

Idéal pour les résidents pouvant participer à leur transfert.
Le stellar est pratique et simple à utiliser par le personnel soignant.



Système de fixation du harnais :
simple et sécurisée

Bouton d'arrêt
d'urgence

Télécommande
multifonctions

Hauteur variable
électrique
Amplitude de levage
de 800 à 1600 mm

Hauteur et inclinaison
du support genoux
ajustable

Ouverture
et fermeture
électrique du
piètement

Roues à faible pouvoir
de résistance



RETROUVEZ CE
PRODUIT EN VIDÉO



Caractéristiques techniques



LE BOITIER DE CONTRÔLE dernière génération

- Indicateur de surcharge (> 160 kg).
 - Compteur de cycles et d'heure d'utilisation.
 - Indicateur d'entretien.
 - Connectique à clip anti-arrachement.
- Écran LCD.





LA TÉLÉCOMMANDE

- Indicateur de niveau de batterie.
- 2 vitesses de montée / descente.
- Réglage du piètement.
- Témoin lumineux de surcharge.
- Témoin de maintenance (NF 10535).

Caractéristiques SOLAR

Réglage de la hauteur	De 800 mm à 1600 mm
Charge maximale	170 Kg / système anti surcharge
Poids	51 Kg
Matériaux	Châssis en acier galvanisé peinture époxy
Roues	<ul style="list-style-type: none"> • 2 roues arrière Ø100mm avec freins • 2 roues avant Ø75mm
Ecartement du piètement	De 700 à 830 mm
Longueur du piètement	651 mm
Batterie	Batterie LINAK
Normes	Classe 1 - EN/SO NF 10 335



A	80 cm	D	70 cm
B	160 cm	E	83 cm
C	89 cm	F	12 cm

Équipements complémentaires



Système de pesée
médicale classe 3CE
modèle standard



Système de pesée
mobile médicale
classe 3CE



Cintre
2 points



Cintre
3 points



Harnais compatibles
demandez la
brochure



FORMATION

Transfert de notre savoir-faire pour la bonne utilisation des matériels SCEMED



CONSEILS PERSONNALISÉS

Notre bureau d'études interne vous accompagne également dans vos projets d'aménagement sur mesure.



CONTRAT DE MAINTENANCE

Pour plus de sérénité et de tranquillité, des offres adaptées et personnalisées selon vos besoins.

Scemed.com



LA RÉFÉRENCE
DU BIEN-ÊTRE MÉDICAL

SCEMED - Parc Eurasanté - Lille Métropole
310 rue Jules Vallès - 59120 LOOS

Tél. : 03 20 28 04 28
Fax. : 03 20 28 04 00
Email. : contact@scemed.com

Suivez nous sur :

