



SCEMED

LA RÉFÉRENCE
DU BIEN-ÊTRE MÉDICAL






TABLEAU SANITAIRE

DOUCHE & DÉSINFECTION

TABLEAU SANITAIRE

COMBINÉ À UN CHARIOT DOUCHE,
IL CONSTITUE UN SYSTÈME DE DOUCHE COMPLET.

Tableau de commande intuitif et simple
d'utilisation pour la toilette et la désinfection.



DOUBLE FONCTION

Tableau de commande intuitif et simple d'utilisation pour la toilette et la désinfection.

Fonction douche pour la toilette et les soins aux patients/résidents.

Fonction désinfection du chariot ou de la chaise de douche.


Caractéristiques générales



LES PLUS PRODUITS

- Équipé d'un mitigeur thermostatique et de robinets marche/arrêt séparés pour la douche et la désinfection.
- La désinfection fonctionne à l'eau froide afin de limiter les inhalations lors du nettoyage.

Caractéristiques techniques



Dimensions :

L.580 x l.130 x H.360 mm

Hauteur d'installation recommandée :

1250 mm du sol

Alimentation :


230 V 50Hz

Options :

- Thermomètre digital
- Verrou de sécurité pour le détergent

→ Eau froide

→ Eau chaude





FORMATION

Transfert de notre savoir-faire pour la bonne utilisation des matériels SCEMED



CONSEILS PERSONNALISÉS

Notre bureau d'études interne vous accompagne également dans vos projets d'aménagement sur mesure.



CONTRAT DE MAINTENANCE

Pour plus de sérénité et de tranquillité, des offres adaptées et personnalisées selon vos besoins.

Scemed.com



LA RÉFÉRENCE DU BIEN-ÊTRE MÉDICAL

SCEMED - Parc Eurasanté - Lille Métropole
310 rue Jules Vallès - 59120 LOOS

Tél. : 03 20 28 04 28
Fax. : 03 20 28 04 00
Email. : contact@scemed.com

Suivez nous sur :

