





# SCEMED

LA RÉFÉRENCE  
DU BIEN-ÊTRE MÉDICAL

## TR 4000 / TR 4200

CHARIOTS DOUCHE  
GAMME BARIATRIQUE



[scemed.com](https://www.scemed.com)

# CHARIOT DOUCHE TR 4000/4200

## ROBUSTES ET POLYVALENTS

Les chariots douche TR sont conçus pour la toilette des personnes de très forte corpulence. Pratiques et confortables, ils sont dotés d'un plateau relevable pour faciliter l'entretien et la désinfection.



### LES + PRODUIT

#### POLYVALENCE

Hauteur variable électrique de 475 à 775 mm.  
Utilisations multiples : hygiène, transport et table de soins

#### HYGIÈNE

Plateau relevable, barrières latérales rabattables

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### TR 4000

CHARGE MAXIMALE DE 450 KG



Réf. 511.065

### TR 4200

CHARGE MAXIMALE DE 270 KG





Réf. 511.069

## INFORMATIONS TECHNIQUES



Batterie	24V rechargeable. Un signal intermittent retentit lors de la montée du plateau, signalant que les batteries doivent être rechargées	Normes	Marquage CE
Matériaux	Châssis en acier Barrières inox recouvert d'une peinture epoxy	Inclinaison	Proclive et déclive
Roues	4 roues dont 1 frein centralisé Blocage directionnel	Matelas	Mousse grande densité
Commande de montée	Électrique		

## SCHÉMAS TECHNIQUES

TR 4000



TR 4200



### OPTIONS

Oreiller inclinaison 30°  
L.580 x l.600 x h.280 mm  
Réf. : 511.068

Oreiller inclinaison 15°  
L.580 x l.600 x h.140 mm  
Réf. : 511.068

Oreiller inclinaison 15°  
L.580 x l.500 x h.140 mm  
Réf. : 511.068



## FORMATION

Transfert de notre savoir-faire pour la bonne utilisation des matériels SCEMED



## CONSEILS PERSONNALISÉS

Notre bureau d'études interne vous accompagne également dans vos projets d'aménagement sur mesure.




## CONTRAT DE MAINTENANCE

Pour plus de sérénité et de tranquillité, des offres adaptées et personnalisées selon vos besoins.



SCEMED - Parc Eurasanté - Lille Métropole  
310 rue Jules Vallès - 59120 LOOS  
Tél. : 03 20 28 04 28 - Fax. : 03 20 28 04 00  
Email. : [contact@scemed.com](mailto:contact@scemed.com)



[scemed.com](http://scemed.com)